


## Bann Air **Soft Spezial** Antidecubitusspeziallagerungsbett mit 25 Grad lateraler Rotation



### Therapie in Bewegung

### Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen

Mit dem Bann Air Soft Spezialbett besteht die Möglichkeit die Decubitustherapie zusätzlich mit einem forcierten Lagerungswechsel 25 Grad lateral in verschiedenen Bett-Positionen durchzuführen.

Der Lagerungswechsel ist in dem Decubitusmanagement seit Jahren ein fester Bestandteil der Decubitusprophylaxe und Therapie. Diese effektive Maßnahme kann nun in Kombination mit dem Bann Air Soft Spezial ohne manuellen Lagerungswechsel elektrisch rund um die Uhr durchgeführt werden. Die Wirksamkeit der Druckentlastung basierend auf dem Lagerungswechsel kann somit wesentlich ohne Personalbelastung verbessert werden.

#### Anwendungsgebiete:

- Nicht lagerbare Patienten
- Para-Hemiplegie
- Schmerzpatienten
- Tumor-Patienten
- starke Sedierung
- Kachexie
- Patienten mit multiplen Druckgeschwüren
- Patienten mit dem Bedarf von forciertem Lagerungswechsel
- Patienten mit dauerhaften Oberkörperhochlagerung



#### Besonderheit:

Das Bann Air Soft Spezial verfügt über eine integrierte Stuhlposition. Für die Mobilisation des Patienten kann diese ohne großen Kraft-/Zeitaufwand häufig verwendet werden. Die ansteigenden Auflagedruckverhältnisse in der Sitzposition werden zusätzlich mit der lateralen Drehung des Bettes und dem Sakralprotector des Bann Air Soft Systems kompensiert. Somit kann die Decubitustherapie sicher und ohne Risiko für weitere Druckläsionen der Haut durchgeführt werden.