

Bann Air **Soft** Antidecubitussystem

Das intelligente System mit integrierter

Sacralprotektion



Anwendungsempfehlungen für Bann Air soft:

Steigerung der Durchblutung reaktive Hyperämie
 Dekubitustherapie bis Grad 4 nach Seiler
 Schmerztherapie
 Prophylaxe und Therapie bei hohem bis sehr hohem Dekubitusrisiko nach Norton
 Immobilität und eingeschränkte Wahrnehmung
 Verlust der Schmerz und Druckempfindung
 Dauerhafte Oberkörper Hochlagerung
 Bewegungseinschränkung
 Para - Hemiplegie, starke Sedierung
 Multimorbidität
 Kachexie, Mangelernährung
 Inkontinenz
 Fieber ,Exicose
 Fortgeschrittenes Alter
 Langzeitbeatmete Intensivpatienten
 Tumorpatienten

Mit dem System Bann Air Soft und der integrierten Sacral Protection ist ein System entwickelt worden, das den höchsten Ansprüchen bei der Prophylaxe und Therapie bei Decubitalgeschwüren sowie der Schmerzreduktion gerecht wird. Das System ist als Matratzenersatzsystem einsetzbar. Die integrierte Sacralprotection bietet dem Anwender eine zusätzliche Sicherheit und Mehrwert in der Pflege.

Wählbare Varianten:

Bann Air Soft Ausmaße Auflage:


90 x 16 x 200 bis **135 kg**

oder

90 x 25,4 x 200 bis **200 kg**



Ansicht der Bedienungseinheit:



Cycle Time:

Wechseldruck Intervalle nach Dekubitusrisiko von gering bis sehr hoch.

Comfort:

Gewichtseinstellung von 20kg bis 200 kg.

Therapy:

Alternate: Wechseldruck (20 Sek. Spitzendruck)

Static: Statik Modus

Autofirm: Max. Fülldruck der Auflage limitiert auf 20 Min.

Seat Inflation: Sacralprotektion