

Decumed Bari Wechseldruck- Sitzkissen *Akku-Chair* zur Decubitusprophylaxe und – therapie



Produktinformation

- 6 quer verlaufende Luftzellen sorgen für die temporäre Entlastung im Gesäßbereich und Steigerung der Durchblutung
- Akku betriebenes Wechseldrucksitzkissen mit programmierbarer Druckeinstellung
- wählbare Wechseldruckintervalle (5/10/15 Min.)
- angenehmes Mikroklima durch einen Bezug aus atmungsaktivem und flüssigkeitsundurchlässigem Bi-Strech Bezug mit PU Beschichtung
- die Kissen- Unterseite ist mit einem speziellen "Anti- Rutsch" Pad ausgestattet, um eine sichere Fixierung des Kissens zu ermöglichen
- das Aggregat kann mit Hilfe der mitgelieferten Tasche sicher am Rollstuhl oder Stuhl fixiert werden

Anwendungsgebiet

- Druckentlastung zur Dekubitusprophylaxe und Dekubitustherapie
- mobiles Wechseldrucksitzkissen für Dekubitusrisiko Patienten
 - Klinik , Homecare : dauerhafte Verordnung als Hilfsmittel für Rollstuhlfahrer
 - Durchblutungsförderung durch temporärer Druckentlastung
 - Zustand nach plastischen chirurgischen Hautdeckungen

Technische Daten:

Akku 6VNi-MH / 2300 m Ah Maße Sitzkissen 7x43x43cm (HxBxT)
 Netzgerät: primär 230 Volt / 50 Hz, sekundär 12 Volt- / 18 Watt
 Gewicht Aggregat 960 g incl. Akku
 Gewicht Sitzkissen 960g



Luftzellen



Steuereinheit/Motor