

# Bann Air Turn

*Kinetisches Therapie System mit  $40^\circ \pm 5$  Rotation  
bis 455 kg Patientengewicht mit Pulsation und Low Air Loss Therapie*



*Das Bann Air Turn Rotationssystem stellt in der Intensivpflege eine adjuvante Maßnahme zur Verhinderung nosokomialer Infektionen dar.*

*Der Patient kann in einer Rotationsfrequenz von 5,30 und 10 – 20 – 30 - 60 Minuten lateral gedreht werden. Zusätzlich verhindert das Low-Air-Loss System die Entstehung von Decubital Ulceras.*



laterale Rotation  $40^\circ \pm 5$



Variable Bettbreite Heavy Bed 400



Mindestzellhöhe 30cm



Bann Air Turn Aggregat

## Technische Daten:

### Pumpe:

Mikrochip  
Sensorsteuerung  
LED Display  
Variable Rotation, Zeit und Winkel  
Low Air Loss

### Auflage:

213 cm x 122 / 106 / 99 cm x 30 cm (LxBxH)  
Komplettersatzsystem mit Spezialkissen für Rotation  
 $40^\circ \pm 5$



Das Bann Air Turn System bietet eine optimale Kombination mit dem Heavy Bed 400