

Patienten-Transferhilfe

Eine wahre Erleichterung im Klinik- und Pflegealltag:
einfach, hygienisch und kräfteschonend



Entlastung für Patient und Personal:
die Patienten-Transferhilfe

Vorteile auf einen Blick:

- Ideal für den Personen-Transfer.
- Erhebliche Entlastung des Personals.
- Einfache Reinigung und Infektionskontrolle.
- Niedriger Geräuschpegel – Kompressor läuft nur wenige Sekunden.
- Hervorragendes Preis-Leistungs-verhältnis.



Müheloser Transport von einer Liegefläche auf eine andere

Ob vom Krankenwagen, dem OP-Tisch oder zum Röntgen und CT – der Transfer eines Patienten von einer Liegefläche auf eine andere ist Knochenarbeit. Hier setzt die Patienten-Transferhilfe an: Der Patient wird auf die flache Matratze gerollt, die ein Kompressor innerhalb weniger Sekunden mit Luft füllt. Dank der gleitfähigen Unterseite der Matratze und der starken Haltebänder zieht man die Person nahezu mühelos auf die gewünschte Fläche. Spalten zwischen zwei Liegeflächen werden so sicher überwunden. Die Transferhilfe kann während der Untersuchungen unter dem Patienten bleiben. Diese Methode entlastet das Personal erheblich; es kommt zu bedeutend weniger Ausfallzeiten. Zudem werden in der Regel nur noch zwei Helfer zum Transfer eines Patienten benötigt, sodass das Personal optimaler eingesetzt werden kann.

Hygiene hat höchste Priorität

Im Krankenhaus ist Hygiene besonders wichtig, da ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Da die Patienten-Transferhilfe keine Nählöcher, sondern geschweißte Nähte aufweist, können sich hier keine Bakterien ansammeln. Die Matratze kann mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden, die Haltebänder sind maschinenwaschbar. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, passende Einwegbezüge für eine noch bessere Hygiene zu verwenden.

Technische Daten Patienten-Transferhilfe (ASK102)

Max. Benutzergewicht	544 kg	Breite	81 cm
Höhe Min/Max	0,5cm/15cm	Gewicht inkl. (Kompressor)	5,7 kg
Länge	198 cm		



Zubehör für die Patienten-Transferhilfe



Trolley (im Lieferumfang enthalten)

In der praktischen Tasche kann die Patienten-Transferhilfe flexibel genutzt und transportiert werden. Sie kann wie ein Koffer auf Rollen gezogen werden.



Gleittuch (KA0001)

Mit unserem Gleittuch wird der Transfer einer Person noch leichter – vor allem auf weichen Liegeflächen.